

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВІДБИТКІВ:

- Повний та чіткий відбиток всіх твердих та м'яких тканин, мають точно відображатись всі елементи протезного ложа і прилеглих до нього тканин.
- На поверхні відбитка не має бути пухирців, пор, відтяжок та інших дефектів.
- Відображення зубного ряду в відбитку має знаходитись посередині бортів ложки.
- Краї відбитку мають бути чітко оформлені, висота країв 5-8 мм.
- Не має бути ділянок продавленої до дна або боків відбиткової маси.
- Відсутність розривів відбиткової маси, не щільного прилягання до бортів або дна відбиткової ложки.
- Для виконання робіт помічених знаком -  відбитки мають зніматись з прикусними валиками.
- Зліпки до виготовлення гіпсової моделі мають зберігатись відповідно до інструкції вказаної виробником відбиткової маси. Якщо виробник не вказує умови та терміни зберігання, то альгінатні зліпки до виготовлення гіпсової моделі мають зберігатись в прохолодному місці при 100% вологості не більше 24 годин. Силіконові зліпки зберігаються не більше 72 годин.

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ГІПСОВОЇ МОДЕЛІ:

- Чітке відображення протезного поля, зубів, альвеолярного відростку, перехідної складки, вуздечок та слизових тканин.
- Відсутність пор, напливів та інших деформацій.
- Товщина моделі в самому тонкому місці не має бути меншою за 10 мм.